

Produktspezifikationen

Cromatec I · Färbeautomat

Art.Nr.: 17000000



Spezifikationen

Nominaler Spannungsbereich	100 – 240 V AC +/- 10%
Nominale Frequenz	50 / 60 Hz
Leistung	250 VA
Maximale Wärmeentwicklung:	250 J/s
IEC 1010 Klassifizierung	Schutzklasse 1 Verschmutzungsgrad 2 Überspannung Installation Kategorie II
Sicherungen	2 x T 2,5 A
Sicherheit	Integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-Einheit) zur Überbrückung von Stromausfällen bis 4 Std.
Schnittstellen	USB, RJ45
Betriebstemperatur	+10 bis +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 80 % rel., nicht kondensierend
Temperaturbereich während der Lagerung	+5 bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit während der Lagerung	max. 80 % rel., nicht kondensierend
Abmessungen (B x T x H)	1560 x 640 x 620 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	110 kg
Durchsatz Objektträger	Bis zu 1800 Objektträger/Std *
Ladekapazität	Bis zu 20 Objektträgerkörbe gleichzeitig
Objektträgerkorb Kapazität	30 Objektträger

Spezifikationen

Anzahl Stationen	20
Anzahl Waschstationen	Max. 6
Färbe / Waschküvetten Volumen	400 ml
Lade / Entladestationen	Je 5
Programme	20 Programme, mit je bis zu 20 Schritten
Inkubationszeit Einstellung	0 Sek. bis zu 59 Min., 59 Sek.
Abluftmenge	Mindestluftmenge bis zu 200 m ³ /h, erforderliche Druckdifferenz von ca. 100 Pascal (Pa), Nenndurchmesser für Schlauchanschluss auf der Rückseite beträgt 100 mm

*Abhängig vom Färbeprotokoll

Standardausstattung

Färbeküvetten (20 Stk.)
Waschküvetten (6 Stk.)
Heizstation (nur Cromatec II)
Korbträger (6 Stk.)
Objektträgerkörbe (6 Stk.)
Transportbehälter mit Heber
Xylolbehältereinsatz mit Abdeckung für Entladestation
Zu- und Abwasserschlauch
Netzkabel
Bedienungsanleitung

Sonderzubehör

Art.-Nr.

Adapterclip für SAKURA-Korb (20 Objektträger)	41000900
Weitere Adapter auf Anfrage	

Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
M: mail@slee.de



www.slee.de



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)